

ANALIZOR AUTOMAT PENTRU COAGULARE OCG-102 WONDFO

Coagulometru pentru determinari in regim de urgenta din sange integral a urmatorilor parametri: PT (timp de protombina), APTT (timp de trombina partial activat), ACT (timp de activare a cheagului), TT (timp de trombina) si FIB (fibrinogen).

Caracteristici tehnice:

- Tip de proba: sange integral recoltat pe anticoagulant tip citrat de sodiu
- Echipamentul are WIFI incorporat
- Echipamentul are Bluetooth incorporat
- Echipamentul este prevazut cu un ecran color sensibil la atingere de 3.5 inch
- Analizorul permite stocarea in memorie a 300 inregistrari si 12 QC
- Analizorul este prevazut cu buton pentru accesarea rapida a rezultatelor stocate in memorie
- Imprimanta externa este conectata prin Mini-USB la analizor
- Echipamentul este prevazut cu port serial RS232 si port pentru conectare LIMS
- Echipamentul permite controlul temperaturii
- Echipamentul este de dimensiuni mici: (220×175×130) mm
- Analizorul este portabil, prevazut cu maner si baterie incorporabila
- Echipamentul este usor, greutate maxima 1 kg
- Rezultatul este disponibil in maxim 5 minute
- CV este mai mic de 5%
- Reactivii pot fi depozitati la temperatura camerei
- Volum de proba necesar de aproximativ 25 µl
- Reactivii sunt sub forma de cartus ce contine toate substantele necesare testului
- Echipamentul si reactivii sunt insotiti de Certificat Marcaj CE, Declaratie de Conformitate, ISO 9001 si ISO 13485
- Termen de garantie echipament: 12 luni



CUI: RO 31056397; Nr. Înreg.: J40/57/2013, Capital Social: 90.000 LEI
BUCUREȘTI: Sediul Social - Strada Tina M. Petre nr. 9, sector 3,
Sediul Vanzari- Str Arhitect D. Harjeu nr. 54, sector 2, Telefon: +40-376 203 378/ 79; Fax: +40-376 203 380
E-mail: office@openmindlab.ro; www.openmindlaboratory.ro