

# Samsung LABGEO PT10

## Samsung LABGEO PT10

Samsung introduce o noua inovatie de ultima generatie, Samsung LABGEO<sup>PT10</sup> ce salveaza timpul atat pentru clinicieni cat si pentru pacienti prin determinarea de analize de sange rapid, usor si precis.

Samsung LABGEO<sup>PT10</sup> este un analizor de biochimie portabil care indeplineste toate cerintele unui analizor clinic oferind solutii inteligente pentru a imbunatati eficienta.

## Samsung LABGEO PT10

- EXTREM DE PRECIS
- CHIP EQC INCORPORAT
- POSIBILITATE DE AUTODIAGNOSTICARE AUTOMATA
- AUTOCALIBRARE AUTOMATA



### OPEN MIND LABORATORY S.R.L.

CUI: RO 31056397; Nr. Înreg.: J40/57/2013, Capital Social: 90.000 LEI  
BUCUREȘTI: Sediul Social - Strada Tina M. Petre nr. 9, sector 3,  
Sediul Vanzari: Str Arhitect D. Harjeu nr. 54, sector 2, Telefon: +40-376-203-378/ 79; Fax: +40-376-203-380  
E-mail: office@openmindlab.ro; www.openmindlaboratory.ro

## CARACTERISTICI:

### REZULTATE FOARTE RAPIDE



Samsung LABGEO<sup>PT10</sup> nu doar ca ajuta la obtinerea unui diagnostic rapid prin determinarea de rezultate in maxim 7 minute, dar creste satisfactia pacientilor prin reducerea timpului de asteptare si utilizarea de sange capilar.



### Recoltare foarte usoara a probei de sange si testarea automata a acesteia:

Fiind un proces automat de testare se obtin rezultate in mod rapid si foarte precise. Testul se obtine utilizand doar o cantitate foarte mica de sange integral, sub 70  $\mu$ L, ceea ce faciliteaza accesul la testare atat pentru copii cat si pentru seniori.



## Laborator Inteligent

The Samsung LABGEO<sup>PT10</sup> permite testarea a diversi markeri biochimici ce sunt indicati pentru afectiuni hepatice, pancreatice, renale, de diabet, etc.

PANELURI	AST	ALT	ALP	GGT	TBIL	DBIL	ALB	T-P	GLU	CHOL	TRIG	HDL	L-DL	AMY	CREA	BUN	HbA1c	Na	Cl	K
Samsung LABGEO PT <b>Hepatic Test 9</b> (AST,ALT,ALP,GGT,TBIL,DBIL,ALB,TP,GLU)	○	○	○	○	○	○	○	○	○											
Samsung LABGEO PT <b>Lipid Test 5</b> (GLU,CHOL,TG,HDL,(LDL))									○	○	○	○	○							
Samsung LABGEO PT <b>Biochemistry Test 9</b> (AST,ALT,GGT,GLU,CREA,CHOL,TG,HDL,(LDL))	○	○		○					○	○	○	○	○		○					
Renal ( Na, Cl, K, Crea, GLU, BUN)									○						○	○		○	○	○
Electrolytes 4 (Na, Cl, K, Tco2)* disponibil din 2017																		○	○	○
Samsung LABGEO PT <b>HbA1c Testb</b> (HbA1c)																	○			
NEW <b>WELLNESS 9</b> (AST, ALT, GGT, TBIL, GLU, BUN, CREA, CHOL, AMY)	○	○		○	○				○	○				○	○	○				


## Design Compact si Interfata Intuitiva

Avand un design compact si fiind foarte usor analizorul imbunatateste modul de utilizare eficienta a spatiului dintr-un spital.( Dimensiuni: 14 x 20.5 x 20.6 cm / greutate 1 kg). Ecranul intuitiv sensibil la atingere precum si interfata prietenoasa cu utilizatorul fac din acest echipamentul unul usor si rapid de utilizat.



## RMS

Samsung monitorizeaza in timp real statusul echipamentului datorita Sistemului de Management la Distanta ( **Remote Management System**) fapt care permite oferirea de servicii personalizate cat mai rapid. Clientii au posibilitatea de a beneficia de service la distanta prin intermediul serviciului de Asistenta la Distanta.



## Data Manager

Softul Samsung LABGEO Data Manager se poate folosi pentru conectarea analizorului Samsung LABGEO<sup>PT10</sup> la un calculator central pentru o comunicare LIMS cat mai eficienta cat si pentru descarcarea sau utilizarea bazei de date cu pacienti si analizele efectuate.



## Solutii IT

Prin utilizarea portului LAN port, clientul poate sa tipareasca rezultatele din echipament direct dintr-un calculator extern cat si sa beneficieze de update automat al softului echipamentului.

