

Samsung LABGEO^{IB10}

LABORATOR MOBIL

Analizorul compact si usor Samsung LABGEO^{IB10} asigura o foarte mare portabilitate putand fii utilizat si pe baza de baterie. Este un echipament ce poate fi utiloizat usor si rapid atat in ambulante cat si unitati de urgenta.

Battery
AC Power is supported as well



Samsung LABGEO^{IB10} permite efectuarea a maximum 3 teste in 20 de minute fara a face rabat la capitolul acuratete rezultat.



Proceduri simple si usoare

Doar sa injectati proba in rotorul de reactivi, introduceti rotorul in analizor si analizorul va incepe imediat lucrul fara a necesita centrifugare. Datele de calibrare se regasesc pe codul de bare atasat fiecarui rotor de reactivi. Rezultatele vor fi tiparite automat la finalul testului.

OPEN MIND LABORATORY S.R.L.

CUI: RO 31056397; Nr. Înreg.: J40/57/2013, Capital Social: 90.000 LEI
BUCUREȘTI: Sediul Social: Strada Tina M. Petre nr. 9, sector 3, Telefon: 021-324 71 90;
Sediul Vanzari: Str Arhitect D. Harjeu nr. 54, Sector 2
E-mail: office@openmindlab.ro; www.openmindlaboratory.ro

Volum Proba

500 μ l

Parametri

Markeri cardiac si infectiosi

Reactivi

Troponina I Test, CHF Test (NT pro BNP), Cardiac 3-in-1 Panel Test (cTnl, Mio, CK-MB), CHF Plus Test (NT-pro BNP, cTnl), D-Dimer test, SOB Panel Test (cTnl, NT-pro BNP, D-Dimer), TSH, β HCG, PROCALCITONINA, **Copeptina**^{trimestrul IV 2016}

Timp de lucru

20 Min / Test

Tip de proba

Sange integral recoltat pe Lithium Heparin, Plasma

Metoda

Sandwich Immunoassay

Data storage

5,000 Rezultate

Dimension (WxHxD)

177 x 177 x 330mm

Greutate

2.4 kg

Interfata:

Port	USB 2.0	1
	USB 1.1	2
	Ethernet (10/100 Base-T)	1

Accesorii optionale:

Tastatura externa	DA	
Cititor de cod de bare	DA	
Imprimanta	externa	Da
	Termica- incorporata	Da

Calibration & QC

Integrata in rotorul de reactivi